

REINIGINGSMIDDEL VOOR GEAUTOMATISEERDE REPROCESSING VAN ENDOSCOPEN

SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

**REINIGINGSMIDDEL VOOR FLEXIBELE ENDOSCOPEN.
UITSLUITEND TE GEBRUIKEN MET SOLUSCOPE
SERIE 5 EN SERIE XS**

- Mono-enzymatisch reinigingsmiddel
- Bewezen werkzaamheid tegen biofilms en eiwitten
- Conform norm EN ISO 15883-4
- Compatibel met een grote verscheidenheid aan flexibele endoscopen
- Sleutelvergrendelingssysteem en canule geïntegreerd in de container



ECOLAB®

www.ecolab.com

Soluscope

www.soluscope.com

SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

Reinigingsmiddel voor flexibele endoscopen. Uitsluitend te gebruiken met Soluscope Serie 5 en Serie XS



SOLUSCOPE SERIE 5



SOLUSCOPE SERIE XS

PRODUCTSAMENSTELLING

- Niet-ionische oppervlakteactieve stoffen
- Chelaten
- Protease
- Excipiënten

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Lichtgele tot oranje vloeistof
- Dichtheid bij 20°C: 1,1 g/mL
- pH puur product bij 20°C: ongeveer 10,1*
- pH verdund op 0,5%: ongeveer 7,5*
- Geleidbaarheid bij 0,5%: 552 µS/cm

*Messungen des pH-Wertes unter Gebrauchsbedingungen mittels pH-Meter mit Temperaturkompensation.

VERPAKKING EN BESTELINFORMATIE

PRODUCT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
Soluscope™ ECL Enzymatic Cleaner	2 x 5 L	3114542

HERVERWERKING VAN ENDOSCOPEN

GEBRUIKSIINSTRUCTIES

- Draai de witte dop die verbonden is met uw Soluscope was- en desinfectiemachine op de bus (zie de gebruikshandleiding van de was en desinfectiemachine)
- Te gebruiken binnen 2 maanden na de datum van aansluiting op de was- en desinfectiemachine (de openingsdatum op het etiket noteren in het daarvoor bestemde vakje)
- Zorg ervoor dat het luchtgat niet verstopt zit
- Automatische verdunning

OPSLAG

Waarschuwing - neem de voorzorgsmaatregelen in acht (opgesteld volgens de geldende Europese regels betreffende de indeling en etikettering van chemische producten).

MEDISCH HULPMIDDEL VEILIG GEBRUIKEN

Medisch hulpmiddel van klasse I. Lees het etiket en de productinformatie.



ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.


SOLUSCOPE SAS
(An Ecolab Company)
100, rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France

ECOLAB®

www.ecolab.com

Soluscope

www.soluscope.com