

Aniosyme Synergy WD Plus



Sterke reinigingskracht voor uw centrale sterilisatie afdeling

Mono-enzymatisch detergent voor een sterke reinigingskracht

Aniosyme Synergy WD Plus is het alkalische, vloeibare detergent voor alkalische reinigingskracht in de geautomatiseerde reiniging van instrumenten. De speciaal ontwikkelde mono-enzymatische, silicaatvrije formule reinigt buitengewoon goed en heeft uitstekende materiaalcompatibiliteit.

- **KRACHTIG** - Sterk reinigingsvermogen voor alle waterkwaliteiten, pH- niveau > 10
- **ENZYMATISCH** - Efficiënt voor alle types van verontreiniging
- **EFFECTIEF** - De efficiëntie van de laagste concentratie, aangetoond van 0,3% tot 1%, reinigt buitengewoon goed en kan voor elke waterkwaliteit worden gebruikt



Aniosyme Synergy WD Plus

Mono-enzymatisch detergent voor een sterke reinigingskracht



Aniosyme Synergy WD Plus
5 L can



Aniosyme Synergy WD Plus
20 L can

Krachtig

pH-niveau > 10,5 tijdens de wasfase – voldoet aan de RKI-eisen voor Creutzfeldt-Jacob (Robert Koch Instituut – Duitsland).

Enzymatisch

Verwijdering van alle soorten vervuiling door flexibele dosering dankzij de speciaal ontwikkelde silicaatvrije mono-enzymatische formule.

Effectief

De efficiëntie van de laagste concentratie, aangetoond van 0,3% tot 1%, reinigt buitengewoon goed en kan voor elke waterkwaliteit worden gebruikt.

Chemo-fysische gegevens

• Dichtheid	20°C	1,152 g/mL
• pH waarde* (concentraat)	20°C	10,0
• pH waarde* bij 0,3% (oplossing, 3 ml/L in DI water)	20°C	10,9
• pH waarde* bij 1% (oplossing, 10 ml/L in DI water)	20°C	11,0
• Conductiviteit bij 0,3% (oplossing, 3 ml/L in DI water)	20°C	515 µS/cm
• Conductiviteit bij 1% (oplossing, 10 ml/L in DI water)	20°C	1412 µS/cm
• Viscositeit (concentraat)	20°C	< 15 mPa/s

* pH-waardemetingen onder operationele omstandigheden altijd te nemen door middel van een pH-meter met temperatuurcompensatie.

Bestel informatie

Product	Verpakking	Artikelnummer
Aniosyme Synergy WD Plus Can	2 x 5 L	3110180
Aniosyme Synergy WD Plus Can	20 L	3110200



ECOLAB BV

Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België
Tel.: 02 467 51 50

ECOLAB BV

Oude Rhijnhofweg 17
2342 BB Oegstgeest
Nederland
Tel.: 071 524 12 00
www.ecolab.com



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

Toepassing

Geconcentreerd mono-enzymatisch detergent voor instrumenten. Reiniging van chirurgische en medische hulpmiddelen in automatische wasmachines en wastunnels.

Gebruiksaanwijzingen

- Geconcentreerde oplossing voor professioneel gebruik
- Gebruik in een automatische wasmachine en wastunnel bij een dosis van 0,3%. Indien nodig kan de dosering worden verhoogd tot 1%
- Doeltreffend vanaf 5 minuten
- Pas de concentratie, de contacttijd en de temperatuur van het verdunningswater aan op basis van de mate van vervuiling, de gebruikte reinigingsmethode en de beoogde pH-waarde van de reinigingsfase
- Maximum temperatuur: 60°C

Bestanddelen

Oppervlakteactieve stoffen, sekwestrant, enzymcomplex (protease), excipients.

Opslag

Gevaarlijk - respecteer de voorschriften en productetiket voor gebruik (opgesteld volgens de geldende Europese regels voor de indeling en etikettering van chemische producten). Opslag: tussen +5°C en +25°C.

Certificaten

Op aanvraag verkrijgbaar.

MEDICAL DEVICE VEILIG GEBRUIK

Raadpleeg het productetiket en productinformatie fiche.



ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

ECOLAB
PROTECTING WHAT'S VITAL™