



POUR UNE MEILLEURE OBSERVANCE DANS LA DÉSINFECTION DES SURFACES

Incidin™ OxyWipe

LINGETTES NETTOYANTES ET DÉSINFECTANTES PRÊTES-À-L'EMPLOI

La formulation innovante de Incidin™ OxyWipe combine les effets d'une solution brevetée à base de peroxyde d'hydrogène à un large spectre d'activité.

Produit efficace sur un large panel de bactéries et garantis sans résidus actifs sur les surfaces grâce à une évaporation rapide.

Incidin™ OxyWipe offre:

- L'ingrédient actif se décompose en eau et en oxygène
- Excellente compatibilité avec le matériel
- L'efficacité d'Incidin™ OxyWipe confirmée pour le liquide libéré par la lingette.



*Brevet européen EP1987121

Incidin™ OxyWipe

LINGETTES NETTOYANTES ET DÉSINFECTANTES PRÊTES-À-L'EMPLOI

EFFICACE

- Efficacité à large spectre
- Temps de contact courts

SÛR

- L'ingrédient actif se décompose en eau et en oxygène
- Excellente compatibilité avec les matériaux

PRATIQUE

- Nettoie et désinfecte
- Excellente compatibilité avec les matériaux
- Prêt à l'emploi

RÉSULTATS MICROBIOLOGIQUES ET VIROLOGIQUES

EFFICACITÉ DU PRODUIT NON DILUÉ	TEMPS D'ACTION
Testé selon la recommandation du RKI 01/2004* (conditions de saleté)	
Polyoma SV40***	30 sec
Normes EN (phase 2 étape 1) (conditions de propreté et de saleté)	
EN 13727 (bactéricide)	1 min
EN 13624 (levuricide)	15 min
EN 13624 (fongicide)	15 min
EN 14348 (tuberculocide, mycobactéricide)	30 min
Efficace contre les virus enveloppés selon EN 14476	30 sec
EN 14476 (virucide à spectre limité)	60 min*
EN 14476 Adeno	1 min*
EN 14476 Noro	60 min*
EN 14476 Rota	30 sec**
Normes EN (phase 2 étape 2)- test pratique 4 surfaces (conditions de saleté)	
EN 16615 (bactéricide)	5 min
EN 16615 (levuricide)	1 min
EN 16615 (fongicide)	5 min
EN 16615 (tuberculocide, mycobactéricide)	60 min

* conditions de saleté ** conditions de propreté *** DVV 2015 (test de suspension)

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

PRODUIT	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Incidin™ OxyWipe	6 x 100 wipes (20 x 20 cm)	3116140
Incidin™ OxyWipe	6 x 50 wipes (25 x 37 cm)	3116120
Support mural pour Incidin™ OxyWipe flowpack (inox)	6 x 1 st	100 338 77
Support mural pour Incidin™ OxyWipe flowpack (en plastique)	12 x 1 st	100 576 86

APPLICATION



Incidin OxyWipe : Lingettes nettoyantes et désinfectantes prêtes à l'emploi pour les surfaces médicales et l'inventaire. (selon MDD 93/42/EEC).

MODE D'EMPLOI

Prenez une lingette. Nettoyez toute la surface, s'assurer que toute la surface soit imprégnée. Laissez sécher, ne pas rincer. Fermez le couvercle après utilisation.

Ne convient pas aux surfaces sensibles aux agents oxydants telles que le marbre, le cuivre ou le laiton.

COMPOSITION

100g contient la substance active suivante :
1,0 g de peroxyde d'hydrogène.

STOCKAGE

Le produit doit être stocké dans l'emballage d'origine en dessous de 25 ° C dans un endroit frais et sec, hors de la lumière directe du soleil.

Durée de conservation après ouverture :
3 mois.

UTILISER LES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN TOUTE SÉCURITÉ

Consultez l'étiquette et les informations sur le produit.



UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL

ECOLAB SRL
Noordkustlaan 16C,
BE 1702 Grand Bigard
Belgique
T +32 2 467 51 50



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB[®]
PROTECTING WHAT'S VITAL™