



Des

DÉSINFECTANT-NETTOYANT DE SURFACES

POWERED BY
ECOLAB



DESCRIPTION :

Nettoyant-désinfectant extrêmement efficace avec une capacité de désinfection étendue.

- Excellente action détergente
- Performance antimicrobienne rapide à large spectre pour une sécurité accrue dans les environnements de travail, notamment les cuisines et les espaces publics.
- Performance maximale pour le nettoyage et l'hygiène



MODE D'EMPLOI :

1. Portez toujours l'EPI recommandé lors de la manipulation de ce produit.
2. La surface à nettoyer doit être propre et sans débris. Sinon, suivez préalablement la procédure de nettoyage des surfaces dures.
3. Pour préparer la solution prête à l'emploi : Diluez 50 à 100 ml dans 10 L d'eau. Dans un flacon pulvérisateur, diluez entre 20 et 30 ml selon le niveau de saleté et conformément aux normes EN.
4. Appliquez la solution sur la surface avec un seau ou un flacon pulvérisateur.
5. Essuyez les surfaces.
6. Laissez agir pendant le temps nécessaire indiqué.
7. Rincez à l'eau claire les surfaces en contact avec les aliments en utilisant un chiffon propre. Laissez sécher.



EFFICACITÉ :

- Bactéricide conforme EN 1276, à 1 % en conditions propres et avec 1 minute de contact
- Bactéricide conforme EN 1276, à 0,75 % en conditions sales et avec 5 minutes de contact
- Bactéricide et levuricide conforme EN 13697, à 4 % en conditions propres et avec 1 minute de contact
- Bactéricide et levuricide conforme EN 13697, à 1 % en conditions sales et avec 15 minutes de contact
- Bactéricide et levuricide conforme EN 16615, à 1,5 % en conditions sales et avec 1 minute de contact
- Levuricide conforme EN 1650, à 1 % en conditions propres et avec 1 minute de contact
- Levuricide conforme EN 1650, à 1 % en conditions sales et avec 5 minutes de contact
- Virucide conforme EN 14476 pour les virus enveloppés, à 1 % en conditions propres et avec 1 minute de contact
- Virucide conforme EN 14476 pour les virus enveloppés, à 0,5 % en conditions sales et avec 5 minutes de contact



APPLICATION :

Lorsqu'ils sont utilisés avec la bonne procédure de nettoyage, nos produits désinfectants certifiés sont efficaces à 99,99 % contre les bactéries et les virus enveloppés présents dans les services de restauration et les espaces publics.

Pour les surfaces dures et résistantes à l'eau.



SÉCURITÉ ET STOCKAGE :

- Ne pas mélanger avec aucun autre produit. Utilisez votre nettoyant-désinfectant en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.
- Ne jeter que les emballages vides et fermés. Résidus du produit : Voir la Fiche des données de sécurité.
- Ingrédients actifs : 100 g de liquide contiennent : 8 g de chlorure d'alkyldiméthylbenzylammonium (ADBAC/BKC (C12-C16)) et 0,98 g de chlorure de didécyldiméthylammonium (DDAC).
- À conserver entre 5 °C et 40 °C et uniquement dans son emballage d'origine fermé.

CODE DU PRODUIT : CONDITIONNEMENT :

9104580 2 x 5 l



RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES



- FDS
- PLANCHES MURALES
- GUIDES DE PRODUIT



Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Belgium
Ecolab BV/SRL
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 467 51 11

Ecolab France
Ecolab SNC
10 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél : +33 1 49 69 65 00